

# ООО "ТПК "Белтимпэкс"

**ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ  
РТФЕ СИЛИКОН ШКИВЫ ЦЕПИ СЕТКИ ПОДШИПНИКИ**

ПОСТОЯННО НА СКЛАДЕ БОЛЕЕ 15 000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ




тел. 8 (495) 411-9146  
www.beltmarket.ru




**ivg colbachini spa**



## Millennium LL



Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба		Вакуум	Длина в бухте	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
19	3/4	30,5	1,20	10	150	30	450	0,66	0,44	60	2,4	0,9	60	200
25	1	36,5	1,44	10	150	30	450	0,81	0,54	75	3,0	0,9	60	200
32	1-1/4	43,5	1,71	10	150	30	450	1,05	0,71	100	3,9	0,9	60	200
38	1-1/2	49,5	1,95	10	150	30	450	1,21	0,81	120	4,7	0,9	60	200
40	1-37/64	52	2,05	10	150	30	450	1,44	0,97	130	5,1	0,9	60	200
51	2	63,5	2,50	10	150	30	450	1,88	1,26	170	6,7	0,9	60	200
60	2-3/8	72,5	2,86	10	150	30	450	2,08	1,40	235	9,3	0,9	60	200
63,5	2-1/2	77	3,03	10	150	30	450	2,40	1,61	250	9,9	0,9	60	200
76	3	91	3,59	10	150	30	450	3,14	2,11	300	11,8	0,9	60	200
80	3-5/32	95	3,74	10	150	30	450	3,28	2,20	320	12,6	0,9	60	200
100	3-15/16	115,5	4,55	10	150	30	450	4,14	2,78	400	15,8	0,9	60	200



### Пищевой напорно-всасывающий рукав УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормативы: BfR XXI Кат.2 для пищевых продуктов. FDA пар.21 для жидких и жирных пищевых продуктов. D.M. 21/03/73 для жидких и жирных пищевых продуктов и алкоголя до 96°. Не содержит фталатов и ИПС (CERISIE №045/12). CE 1935/04 и CE 2023/06.

Применение: Гладкий напорно-всасывающий рукав для широкого ряда пищевых продуктов - масел, вина, пива, соки, молоко, алкоголь до 96°. Обработка: 30 минут паром до +130°C, 2% азотной кислотой до +50°C, 2% надуксусной кислотой, 2% ортофосфорной кислотой, 5% каустической содой.

Температура: от -30°C до +100°C.

**Конструкция**

Внутренний слой: Белого цвета, гладкий, из синтетического каучука пищевого качества, без привкуса и запаха. Не содержит фталатов.

Усиление: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

Покрытие: Голубого цвета, гладкое (отпечаток текстильного банджа, из износостойкого синтетического каучука).

Маркировка: Бело-красно-золотистая маркировочная лента: "IVG Food (логотип группы применения) Millennium...".